

YS型コニカルボーンミル注文書



NP

WP

ご注文日 年 月 日

御名前	医院名
注文数 <u> セット </u> 単価¥38,000(税別)	NP・WP セットでの販売となります
TEL ()	FAX ()
ご住所 〒	
E-mail	

裏面の使用上の注意をお読みください

宅配便の着払いにて配送させていただきます

お問合せ先 **MALOCLINIC**
TOKYO

〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-10
FUKUHARA GINZA 8階
TEL.03-3572-3977 FAX.03-3572-3988
E-mail:education@maloclinic-tokyo.com

販売元

合同会社 Y's DEVICE

〒135-0091 東京都港区台場2-2-2-2503
TEL:03-3529-0895 FAX:03-3529-0895
E-mail:moajack1157@outlook.jp

ご使用上の注意

ノーベルバイオケア社ボーンミルはΦNP5.2mm・RP6.2mm・WP6.7mmであり、on1ベース（ΦNP4.8mm・RP5.3mm・WP6.5mm）を使用する際、RPは0.9mmの直径差がありますが、NPとWPはその径の差が小さいため周囲骨が干渉し、その後のスクリューの緩みの原因となります。

YS型コニカルボーンミルはΦNP5.7mm・WP7.4mmであり、on1ベースに対し0.9mmの直径差を確保し、周囲骨干渉を防ぎます。

当製品は必ずボーンミルガイドを装着の上、ご使用ください。

ボーンミルガイドは以下のノーベルバイオケア製品をご使用ください。

ボーンミルガイドCC NP 製品番号 37865

ボーンミルガイドCC WP 製品番号 37870

（ノーベルアクティブ NP 旧タイプ のボーンミルガイドはご使用になれませんので、ご注意ください）

ご使用上の質問等がございましたら、マロクリニック東京までご連絡下さい。